

CATALOGO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS



HarboMedical[®]

LAPAROSCOPIA


Outros Exemplos De Instrumentais Laparoscopicos Modulares	4
Empunhadura Pastica Para Tubo Eixo 5Mm E 10Mm	5
Insertos De Tesouras Para Tubo Eixo 5Mm	6
Insertos De Pinças E Punch Para Biopsia E Tubo Eixo 5Mm	7
Insertos Dissectores Para Tubo Eixo 5Mm	7
Insertos De Apreensão Para Tubo Eixo 5Mm	8
Insertos Dissectores Para Tubo Eixo 10Mm	11
Eletrodos De Alta Frequência Monoplares	12
Aspiradores E Irrigadores Com 330 Mm De Comprimento	13
Eletrodos Monoplares Com Valvula Giratória	13
Cabos E Adaptador Monopolar	14
Bipolar	14
Cabo Bipolar 3000Mm	14
Agulha De Veres	15
Bisturi Biliar	15
Aplicadores De Clip De Titanium	16
Aplicadores Para Cirurgia Aberta	16
Aplicadores De Clip 10 X 330 Compativel Com Clips Tyco	17
Aplicadores Laparoscopicos De Clip De Polimero (Hem-O-Lock)	17
Removedor De Clip	18
Aplicadores De Clip De Polimero Para Cirurgia Aberta	18
Instrumentos Laparoscopicos De 10Mm	19
Porta Agulhas Laparoscopicos Ø5mm	21
Porta Agulha, Com Carboneto De Tungstenio Empunhadura De Aneis Alinhado Modelo "O"	21
Porta Agulha, Com Carboneto De Tungstenio Empunhadura Curva	22
Reta Modelo "V-II"	22
Porta Agulha, Com Carboneto De Tungstenio Empunhadura De Aneis Alinhado Modelo "O"	23
Empurrador De Nó	23
Fechamento De Aponeorose	24
Agulhas De Hernia	24
Trocater	25
Vedação De Silicone	25
Vedação Magnetica	26
Redutores	26
Macaquinho	27
Afastadores De Fígado	27
Golden Finger	28
Colangiografia	28
Pinças De Apreensão	28
Pinças Para Litotomia Biliar	29
Instrumentais Para Cirurgia Mini Laparoscópica	29
Pinças Para Litotomia Biliar	30
Instrumentais Para Cirurgia De Colon	30
Instrumentais Para Cirurgia De Tireoide	31

ENDOSCOPIOS


Endoscopios	32
Cabos De Fibra Otica Para Iluminacao	33
Caixas De Esterilizacao	33

GINECOLOGIA

Manipulador Uterino	34
Instrumentais Para Cirurgia De Histerectomia	35
Ganchos Vaginais	35
Cortador De Utero E Acessorios	35
Instrumentais Para Cirurgia De Histerectomia	35



OUTROS EXEMPLOS DE INSTRUMENTAIS LAPAROSCOPICOS MODULARES



1	EMPUNHADURA PLASTICA COMPATIVEL COM TUBO DE EIXO DE 5MM E 10MM			
	Peça N.	HL 401		
2	PINÇA GRASPER FENESTRADA , DUPLA AÇÃO			
	Comprimento do Eixo	330mm	360mm	450mm
	Peça N.	192-3305	192-3605	192-4505
3	TUBO EIXO 5MM, TUBO ISOLADO COMPRIMENTO 330MM			
	Peça N.	3605		
4	PEÇA COMPLETA : UNINDO OS TRES ITENS			
	Para pedido utilizar o código	HL401-192-3605		

EMPUNHADURA PASTICA PARA TUBO EIXO 5MM E 10MM



COMPRIMENTO DO EIXO	TUBO EIXO 5MM/ PEÇA NO	TUBO EIXO 10MM / PECA N
330mm	3305	3310
360mm	3605	3610
450mm	4505	4510



COMPRIMENTO DO EIXO	TUBO EIXO 5MM/ PEÇA NO	TUBO EIXO 10MM / PECA N
330mm	3305K	3310K
360mm	3605K	3610K
450mm	4505K	4510K

INSERTOS DE TESOURAS PARA TUBO EIXO 5MM

	TESOURA RETA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	16-3305
		360 mm	161-3605
	TESOURA CURVA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	165-3305
		360 mm	165-3605
	TESOURA EM GANCHO SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	167-3305
		360 mm	167-3605
	TESOURA COM PONTA PROTEGIDA (BOLA) SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	162-3305
		360 mm	162-3605
	TESOURA RETA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	163-3305
		360 mm	163-3605
	TESOURA CURVA (METZENBAUM) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	166-3305
		360 mm	166-3605
	MICRO TESOURA RETA (INCLINADA A 30 GRAUS) SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	168-3305
		360 mm	168-3605
	TESOURA COM PONTA PROTEGIDA (BOLA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	164-3305
		360 mm	164-3605
		450 mm	162-4505
		450 mm	167-4505
		450 mm	162-4505
		450 mm	163-4505
		450 mm	166-4505
		450 mm	168-4505
		450 mm	164-4505

INSERTOS DE PINÇAS E PUNCH PARA BIOPSIA E TUBO EIXO 5MM

	PUNCH PARA BIOPSIA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	169-3305
		360 mm	169-3605
	PINÇA CONCHA PARA BIOPSIA COM ESPICULA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	171-3305
		360 mm	171-3605
	PINÇA CONCHA PARA BIOPSIA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	170-3305
		360 mm	170-3605
		450 mm	170-4505

INSERTOS DISSECTORES PARA TUBO EIXO 5MM

	PINÇA DISSECTORA RETA (PONTA FINA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	172-3305
		360 mm	172-3605
	PINÇA DISSECTORA 90 GRAUS (MIXTER) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	174-3305
		360 mm	174-3605
	PINÇA DISSECTORA CURVA (MARYLAND) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	173-3305
		360 mm	173-3605
	PINÇA DISSECTORA RETA (DOLPHIN) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	177-3305
		360 mm	177-3605
		450 mm	177-4505

INSERTOS DE APREENSÃO PARA TUBO EIXO 5MM

	PINÇA DE APREENSÃO MAXI (UNIVERSAL) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	186-3305
		360 mm	186-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER FENESTRADA (BICO DE PATO CURTA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	188-3305
		360 mm	188-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER FENESTRADA (ESTOMACAL) DUPLA AÇÃO	450 mm	188-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	206A-3305
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER "V" FENESTRADA (ATRAUMÁTICA) DUPLA AÇÃO	360 mm	206A-3605
		450 mm	206A-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
	PINÇA DE APREENSÃO 2 X 3 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) DUPLA AÇÃO	330 mm	176-3305
		360 mm	176-3605
		450 mm	176-4505
	PINÇA DE APREENSÃO BABCOCK DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	180-3305
		360 mm	180-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER FENESTRADA L (CROSE OLMI) DUPLA AÇÃO	450 mm	180-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	187-3305
	PINÇA DE APREENSÃO MANGESHKAR DUPLA AÇÃO	360 mm	187-3605
		450 mm	187-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
	PINÇA DE APREENSÃO 2 X 3 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) FENESTRADA DUPLA AÇÃO	330 mm	206B-3305
		360 mm	206B-3605
		450 mm	206B-4505
	PINÇA DE APREENSÃO 2 X 3 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	175-3305
		360 mm	175-3605
	PINÇA DE APREENSÃO 1 X 2 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) DUPLA AÇÃO	450 mm	175-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	179-3305
	PINÇA DE APREENSÃO 2 X 3 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) SIMPLES AÇÃO	360 mm	179-3605
		450 mm	179-4505
		TUBO EIXO	PEÇA N
	PINÇA DE APREENSÃO 1 X 2 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) DUPLA AÇÃO	330 mm	181-3305
		360 mm	181-3605
		450 mm	181-4505
	PINÇA DE APREENSÃO 1 X 2 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	183-3305
		360 mm	183-3605
		450 mm	183-4505

INSERTOS DE APREENSÃO PARA TUBO EIXO 5MM

	PINÇA DE APREENSÃO LONGA ALLIGATOR (JACARÉ) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	185-3305
		360 mm	185-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER "V" FENESTRADA (DELICADA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	190-3305
		360 mm	190-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER FENESTRADA (BICO DE PATO) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	192-3305
		360 mm	192-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER SERRILHA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	194-3305
		360 mm	194-3605
	PINÇA DE APREENSÃO BABCOCK REFORÇADA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	195B-3305
		360 mm	195B-3605
	PINÇA DE APREENSÃO ATRAUMÁTICA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	197-3305
		360 mm	197-3605
	PINÇA DE APREENSÃO 1 X 2 DENTES (FUNDO DE VISÍCULA) SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	182-3305
		360 mm	182-3605
	PINÇA DE APREENSÃO ALLIGATOR (JACARÉ) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	184-3305
		360 mm	184-3605
	PINÇA DE APREENSÃO OVIDUCT DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	189-3305
		360 mm	189-3605
	PINÇA DE APREENSÃO CLINCH DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	191-3305
		360 mm	191-3605
	PINÇA DE APREENSÃO GRASPER BLUNT (ROMBA) DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	193-3305
		360 mm	193-3605
		450 mm	193-4505

INSERTOS DE APREENSÃO PARA TUBO EIXO 5MM

	PINÇA DE APREENSÃO MIDHEAVEN DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	195A-3305
		360 mm	195A-3605
	PINÇA DE APREENSÃO MESENTÉRIO DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	196-3305
		360 mm	196-3605
	PINÇA DE APREENSÃO ALLIS DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	198-3305
		360 mm	198-3605
	PINÇA DE APREENSÃO ALLIS DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	199-3305
		360 mm	199-3605
	PINÇA DE NÓ - TIPO "B" DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	201-3305
		360 mm	201-3605
	PINÇA FENESTRADA ONDULADA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	203-3305
		360 mm	203-3605
	PINÇA APREENSÃO GARRA 1+2 SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	207-3305
		360 mm	207-3605
	PINÇA DE NÓ SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	200-3305
		360 mm	200-3605
	PINÇA DE NÓ - TIPO "S" DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	202-3305
		360 mm	202-3605
	PINÇA APREENSÃO COBRA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	204-3305
		360 mm	204-3605
	PINÇA APREENSÃO COBRA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	204-3305
		360 mm	204-3605

INSERTOS DE APRENSÃO PARA TUBO EIXO 5MM

	PINÇA APRENSÃO DEBAKEY DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	208-3305
		360 mm	208-3605
	PINÇA APRENSÃO DEBAKEY ATRAUMÁTICA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	209-3305
		360 mm	209-3605
	PINÇA APRENSÃO DORSEY INTESTINAL DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	210A-3305
		360 mm	210A-3605
	PINÇA APRENSÃO DEBAKEY ONDULADA DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	210-3305
		360 mm	210-3605
		450 mm	210-4505

INSERTOS DISSECTORES PARA TUBO EIXO 10MM

	PINÇA COLHER BIOSIA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	301-3310
		360 mm	301-3610
	TESOURA GRANDE CURVA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	303-3310
		360 mm	303-3610
	PINÇA MIXTER A 90 GRAUS DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PECA N
		330 mm	305-3310
		360 mm	305-3610
		450 mm	305-4510

INSERTOS DISSECTORES PARA TUBO EIXO 10MM

	TESOURA GRANDE RETA SIMPLES AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	302-3310
		360 mm	302-3610
	TESOURA GRANDE DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	304-3310
		360 mm	304-3610
	PINÇA GARRA 2+3 DUPLA AÇÃO	TUBO EIXO	PEÇA N
		330 mm	306-3310
		360 mm	306-3610
		450 mm	306-4510

ELETRODOS DE ALTA FREQUÊNCIA MONOPOLARES



	GANCHO EM "L" (CERAMICO)	TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-130-33
	GANCHO EM "L"	TUBO EIXO	PEÇA N
		450mm	SK-130-45
	GANCHO EM "J"	TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-131-33
	PONTA ARREDONDADA	450mm	SK-131-45
		TUBO EIXO	PEÇA N
	BOLA	330mm	SK-132-33
		450mm	SK-132-45
	AGULHA	TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-133-33
	FACA	450mm	SK-133-45
		TUBO EIXO	PEÇA N
	ESPATULA	330mm	SK-134-33
		450mm	SK-134-45
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-135-33
		450mm	SK-135-45
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-136-33
		450mm	SK-136-45
		TUBO EIXO	PEÇA N
		330mm	SK-137-33
		450mm	SK-137-45

■ LAPAROSCOPIA

ASPIRADORES E IRRIGADORES COM 330 MM DE COMPRIMENTO

COMPLETO	ACOMPANHA TUBO DE 5MM E 10MM - VALVULA GIRATORIA
PEÇA N.	SK401-140



COMPLETO	ACOMPANHA TUBO DE 5MM E 10MM - VALVULA TIPO PISTÃO
PEÇA N.	SK401-141



PECAS UNITARIAS	PEÇA N.
Tubo 10mm	T1001
Tubo 5mm	T0501
Valvula Giratória	140.1
Valvula Pistão	141.1

ELETRODOS MONOPOLARES COM VALVULA GIRATÓRIA

COMPLETO	ACOMPANHA TUBO DE 5MM E 10MM - VALVULA GIRATORIA
PEÇA N.	SK401-138



PECAS UNITARIAS	PEÇA N.
Eletrodo 5mm	138.1
Valvula Giratória	140.1
Valvula Giratória	140.1
Valvula Pistão	141.1

LAPAROSCOPIA

CABOS E ADAPTADOR MONOPOLAR

CABO	4mm x 3000mm	SK401-576
-------------	--------------	-----------



ADAPTADOR	6mm	SK401-577
	8mm	SK401-578

BIPOLAR

NUMERO PRODUTO COMPLETO

SK401-115



Sk401-116



Sk401-117



PEÇAS UNITARIAS	PEÇA N.
Inserto Bipolar Mariland Simples Ação	115.1
Inserto Bipolar Mariland Dupla Ação	116.1
Inserto Bipolar Fenestrado Dupla Ação	117.1
Tubo Bipolar 5mm X 330Mm	109.1
Empunhadura Bipolar	110.1

CABO BIPOLAR 3000MM

Sk401-118




AGULHA DE VERES

2,2 mm x 100 mm	SK401-570
2,2 mm x 120 mm	SK401-571



AGULHA ASPIRADORA (AGULHÃO DE VÍSCULA)	TUBO 5MM E COMPRIMENTO 330MM
--	------------------------------




Agulha 2,5 mm	SK401-148
Agulha 1,8 mm	SK401-148.1
Agulha 0,9 mm	SK401-148.2

BISTURI BILIAR

Agulha 5 mm - comprimento 330mm	SK401-146
Agulha 10 mm - comprimento 330mm	SK401-147




APLICADORES DE CLIP DE TITANIO



10MM SIMPLES ACÃO		
PEÇA N.	ØMM X COMPRIMENTO	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-101.01	10 x 330mm	LT400
SK401-101.02	10 x 330mm	LT300
SK401-101.03	10 x 330mm	Large
SK401-101.04	10 x 330mm	Medium/Large
10MM DUPLAS ACÃO		
PEÇA N.	ØMM X COMPRIMENTO	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-102.01	10 x 330mm	LT400
SK401-102.02	10 x 330mm	LT300
5MM SIMPLES ACÃO		
PEÇA N.	ØMM X COMPRIMENTO	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-104.01	5 x 330mm	LT200
SK401-104.02	5 x 330mm	LT100
SK401-104.03	5 x 330mm	Medium
10MM 90 GRAUS		
PEÇA N.	ØMM X COMPRIMENTO	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-103.01	10 x 330mm	LT300

APLICADORES PARA CIRURGIA ABERTA

PEÇA N.	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-108	Large
SK401-109	Medium/Large
SK401-110	Medium
SK401-111	Small




APLICADORES DE CLIP 10 X 330 COMPATIVEL COM CLIPS TYCO

SK401-104



APLICADORES LAPAROSCOPICOS DE CLIP DE POLIMERO (HEM-O-LOCK)



Disponível para aplicadores nos tamanhos Medium/Large, Large e Extra Large com comprimentos de 330mm e Bariátrico de 450mm com diâmetro 10 mm e no tamanho Medium Large com diâmetro 5mm


APLICADOR DE CLIP DE POLIMERO		
PEÇA N.	ØMM X COMPRIMENTO	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-105	10 x 330mm	XL
SK401-106	10 x 330mm	L
SK401-107	5 x 330mm	ML

REMOVEDOR DE CLIP



PARA CLIPS L/ML
SK401-116 - Ø5,5 X 330mm


APLICADORES DE CLIP DE POLIMERO PARA CIRURGIA ABERTA



PEÇA N.	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-113.01	para clips XL (ângulo 9°)
SK401-113.02	para clips XL (ângulo 30°)
SK401-113.03	para clips XL (ângulo 70°)
PEÇA N.	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-114.01	para clips L (ângulo 9°)
SK401-114.02	para clips L (ângulo 30°)
SK401-114.03	para clips L (ângulo 70°)
PEÇA N.	INDICAÇÃO DE CLIP
SK401-115.01	para clips ML (ângulo 9°)
SK401-115.02	para clips ML (ângulo 30°)
SK401-115.03	para clips ML (ângulo 70°)

INSTRUMENTOS LAPAROSCOPICOS DE 10MM

- Bainha e empunhadura em inox não isolados
- Leve e ergonomico projetado para evitar montagem incorreta e perda de peças
- Confeccionado em Aço inox AISI 316L com baixo teor de carbono
- Com portinhola tipo louver lock para facilitar limpeza , lavagem e assepcia
- Três formatos para empunhadura



MANDIBULA	1 EMPUNHADURA	2 EMPUNHADURA	3 EMPUNHADURA
Pinça Colher Para Biopsia Ø10 mm X 330mm Simples Aço	SK401-310	SK401-310L	SK401-310S
Pinça Garra 2 X 3 Dentes Ø10 mm X 330mm Dupla Aço	SK401-311	SK401-311L	SK401-311S
Pinça Grande Pulmão Ø10 mm X 330mm Dupla Aço	SK401-312	SK401-312L	SK401-312S
Pinça Estomacal Grasper Ø10 mm X 330mm Dupla Aço	SK401-313	SK401-313L	SK401-313S
Pinça Estomacal Colher De Biopsia Ø10 mm X 330mm Dupla Aço	SK401-314	SK401-314L	SK401-314S

INSTRUMENTOS LAPAROSCOPICOS DE 10MM

	Pinça Pennington Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-316	SK401-316L	SK401-316S
	Pinça Babcock Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-317	SK401-317L	SK401-317S
	Pinça Grasper Ondulada Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-320	SK401-320L	SK401-320S
	Pinça Tenáculo Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-321	SK401-321L	SK401-321S
	Pinça Alligator (Jacaré) Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-322	SK401-322L	SK401-322S
	Pinça Babcock Atraumatica Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-323	SK401-323L	SK401-323S
	Pinça Babcock De Bakey Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-324	SK401-324L	SK401-324S
	Pinça Grasper Tc Collin Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-325	SK401-325L	SK401-325S
	Clamp De Bakey (65Mm De Mandibula) Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-318	SK401-318L	SK401-318S
	Clamp Grasper Curvo (65Mm De Mandibula) Ø10 Mm X 330Mm Dupla Aço	SK401-319	SK401-319L	SK401-319S

PORTA AGULHAS LAPAROSCOPICOS Ø5MM

- Pontas soldadas em carboneto de tungstênio (vidia) proporcionando maior firmeza a fixação da agulha aumentando a vida útil do instrumental
- Leve e ergonômico projetado para evitar montagem incorreta e perda de peças
- Confeccionado em Aço inox AISI 316L com baixo teor de carbono
- Com portinhola tipo louver lock para facilitar limpeza, lavagem e assepsia
- 5 formatos de pontas para atender as mais diversas necessidades em procedimentos
- Comprimentos disponíveis 330mm, 360mm e 450mm



RETO



CURVA A ESQUERDA



CURVA A DIREITA



AUTO TRAVANTE



AUTO TRAVANTE COM DENTE

PORTA AGULHA, COM CARBONETO DE TUNGSTENIO EMPUNHADURA DE ANEIS ALINHADO MODELO "O"



	Ø5mm x 330mm	Ø5mm x 360mm	Ø5mm x 450mm
RETO	SK125-331	SK125-361	SK125-451
CURVA A ESQUERDA	SK125-332	SK125-362	SK125-452
CURVA A DIREITA	SK125-333	SK125-363	SK125-453
AUTO TRAVANTE	SK125-334	SK125-364	SK125-454
AUTO TRAVANTE COM DENTE	SK125-335	SK125-365	SK125-455

PORTA AGULHA, COM CARBONETO DE TUNGSTENIO EMPUNHADURA CURVA



	Ø5mm x 330mm	Ø5mm x 360mm	Ø5mm x 450mm
RETO	SK124-331	SK124-361	SK124-451
CURVA A ESQUERDA	SK124-332	SK124-362	SK124-452
CURVA A DIREITA	SK124-333	SK124-363	SK124-453
AUTO TRAVANTE	SK124-334	SK124-364	SK124-454
AUTO TRAVANTE COM DENTE	SK124-335	SK124-365	SK124-455

PORTA AGULHA, COM CARBONETO DE TUNGSTENIO EMPUNHADURA RETA MODELO "V-II"



	Ø5mm x 330mm	Ø5mm x 360mm	Ø5mm x 450mm
RETO	SK123-331	SK123-361	SK123-451
CURVA A ESQUERDA	SK123-332	SK123-362	SK123-452
CURVA A DIREITA	SK123-333	SK123-363	SK123-453
AUTO TRAVANTE	SK123-334	SK123-364	SK123-454
AUTO TRAVANTE COM DENTE	SK123-335	SK123-365	SK123-455

■ LAPAROSCOPIA

PORTA AGULHA, COM CARBONETO DE TUNGSTENIO EMPUNHADURA DE ANEIS ALINHADO MODELO "O"



	Ø5mm x 330mm	Ø5mm x 360mm	Ø5mm x 450mm
RETO	SK126-331	SK126-361	SK126-451
CURVA A ESQUERDA	SK126-332	SK126-362	SK126-452
CURVA A DIREITA	SK126-333	SK126-363	SK126-453
AUTO TRAVANTE	SK126-334	SK126-364	SK126-454
AUTO TRAVANTE COM DENTE	SK126-335	SK126-365	SK126-455

EMPURRADOR DE NÓ



		EMPUNHADURA PLASTICA	EMPUNHADURA METALICA
	COM FENDA	SK401-152	SK401-152.1
	COM OLHAL ABERTO	SK401-151	SK401-151.1
	COM OLHAL FECHADO	SK401-150	SK401-150.1
	COM OLHAL CERAMICO	SK401-149	SK401-149.1

■ LAPAROSCOPIA

FECHAMENTO DE APONEOROSE




SK401-570	Ø2,2mm x 100mm
SK401-571	Ø2,2mm x 120mm



SK401-580	Ø2,5 abertura para cima
SK401-580.1	Ø2,5 abertura para baixo

AGULHAS DE HERNIA

SK401-581	Ø1,5mm x 150mm
SK401-582	Ø2,0mm x 170mm
SK401-583	Ø2,3mm x 150mm



SK401-584	Ø2,3mm x 150mm
SK401-585	Ø2,2mm x 120mm



TROCATER

PERFURADOR PONTA PROTEGIDA



CANULA ROSCADA



PONTA PIRAMIDAL

PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
SK401-521	3,0 X 65
SK401-522	5,5 X 100
SK401-523	10,5 X 100
SK401-524	12,5 X 100



PONTA PROTEGIDA

PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
SK401-525	5,5 X 100
SK401-526	10,5 X 100
SK401-527	12,5 X 100

VEDAÇÃO DE SILICONE



PONTA PIRAMIDAL

PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
SK401-500	3,0 X 65
SK401-501	5,5 X 100
SK401-502	10,5 X 100
SK401-503	12,5 X 100



PONTA PROTEGIDA

PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
SK401-504	5,5 X 100
SK401-505	10,5 X 100
SK401-506	12,5 X 100

VEDAÇÃO MAGNETICA



	PONTA PIRAMIDAL	PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
		SK401-531	3,0 X 65
		SK401-532	5,5 X 100
		SK401-533	10,5 X 100
		SK401-534	12,5 X 100

	PONTA PROTEGIDA	PEÇA N.º	Ø MM X COMPRIMENTO
		SK401-535	5,5 X 100
		SK401-536	10,5 X 100
		SK401-537	12,5 X 100

	SK404-001	Ø 12,5
	SK404-002	Ø 10,5
	SK404-003	Ø 8,5
	SK404-004	Ø 5,5

REDUTORES

REDUTOR	
	SK401-560 120mm
	SK401-561 100mm
	SK401-562 22mm

VEDANTE	
	SK401-550 12 mm
	SK401-551 10 mm
	SK401-552 5 mm

LAPAROSCOPIA

MACAQUINHO



SK401-555	10,5 / 5,5
SK401-556	12,5 / 5,5



SK401-557	12 mm
SK401-553	10 mm
SK401-554	5 mm
SK401-558	3 mm

AFASTADORES DE FÍGADO



SK401-212	Ø5mm x 330mm	3 lâminas	PORTA DE LAVAGEM	RIGID
-----------	--------------	-----------	------------------	-------



SK401-213	Ø5mm x 330mm	EM FORMA DE PIPA
-----------	--------------	------------------



SK401-215	Ø10mm x 350mm	5 lâminas	PORTA DE LAVAGEM	ANGULÁVEL
-----------	---------------	-----------	------------------	-----------



H402-216-3305K	Ø10mm x 350mm	3 lâminas	PORTA DE LAVAGEM	DESMONTÁVEL
----------------	---------------	-----------	------------------	-------------



SK401-332	Ø10mm x 330mm	1 concha	PORTA DE LAVAGEM	ARTICULÁVEL
-----------	---------------	----------	------------------	-------------


LAPAROSCOPIA

GOLDEN FINGER



SK401-230 1 CURVA	SK401-230.1 MEIO ANEL	SK401-230.2 ANEL FECHADO ABAIXO	SK401-230.3 ANEL FECHADO ACIMA
----------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

COLANGIOGRAFIA



SK401-216 | Ø5mm x 330mm

PINÇAS DE APREENSÃO



Ø5mm x 330mm

SK401-217 (Bowel)

SK401-218 (Bowel longa)

SK401-219 (Blunt)


PINÇAS DE APREENSÃO

ESPÉCULO COM 3 LÁMINAS PARA
EXTRAÇÃO DE VISÍCULA BILIAR
LÁMINAS COM 55MM DE COMPRIMENTO
SK401-342



■ LAPAROSCOPIA

PINÇAS PARA LITOTOMIA BILIAR



INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA MINI LAPAROSCÓPICA



SK402-117 | Ø3mm x 95mm | TROCATER




SK402-111 | Ø2,8mm x 280mm | ASPIRADOR/ IRRIGADOR



SK402-119 | Ø5mm / Ø2,8mm | REDUTOR



SK402-118 | Ø5mm x 95mm | TROCATER



SK402-101 | Ø5mm x 330mm | CLIPADOR - SIMPLES AÇÃO

PINÇAS PARA LITOTOMIA BILIAR



SK403-103 | Ø2,8mm x 280mm | PINÇA DISSECTORA RETA

SK403-104 | Ø2,8mm x 280mm | PINÇA DISSECTORA CURVA

SK403-105 | Ø2,8mm x 280mm | TESOURA RETA

SK403-106 | Ø2,8mm x 280mm | TESOURA CURVA

PINÇAS PARA LITOTOMIA BILIAR



SK402-102	SK402-113	SK402-114	SK402-115	SK402-116
Ø2,8mm x 280mm	Ø2,8mm x 280mm	Ø2,8mm x 280mm	Ø2,8mm x 280mm	Ø2,8mm x 280mm
ELETRODO COAGULADOR	ELETRODO GANCHO	ELETRODO AGULHA	ELETRODO FACA	ELETRODO ESPÁTULA

INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE COLON



SK405-101
PINÇA GRASPER
Ø10mm x 330mm

SK405-102
PINÇA GRASPER
FENESTRADA
Ø10mm x 330mm

INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE COLON



SK405-105
PINÇA INTESTINAL
Ø10mm x 330mm



SK405-106 | tubo guia pequeno | Ø5mm x 330mm



SK405-107 | tubo guia grande | Ø10mm x 330mm

INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE TIREOIDE

SK406-103	DISSECTOR SUBCUTANEO	Ø10mm x 350mm
SK406-102	DISSECTOR FLEXIVEL	Ø5mm x 330mm
SK406-101	DISSECTOR TIREOIDE	Ø5mm x 330mm
SK406-104	INJETOR SUBCUTANEO	Ø2,5mm x 250mm
SK406-105	RETRATOR A DIREITA	Ø1,8mm x 250mm
SK406-106	RETRATOR A ESQUERDA	Ø1,8mm x 250mm






SD-301.001	0° Ø10mm x 330mm
SD-301.003	0° Ø5mm x 330mm



SD-301.002	30° Ø10mm x 330mm
SD-301.004	30° Ø5mm x 330mm



SD-101.001	0° Ø4mm x 175mm	SINOSCÓPIO
SD-101.002	30° Ø4mm x 175mm	SINOSCÓPIO
SD-101.003	70° Ø4mm x 175mm	SINOSCÓPIO
SD-103.004	30° Ø4mm x 175mm	LARINGOSCÓPIO
SD-201.001	22° Ø6,6mm x 302mm	HISTEROSCÓPIO
SD-201.001.1	22° Ø5,3mm x 302mm	HISTEROSCÓPIO
SD-201.001.2	0° Ø6,6mm x 302mm	HISTEROSCÓPIO
SD-201.001.3	0° Ø6,6mm x 302mm	HISTEROSCÓPIO
SD-208.001	30° Ø4mm x 302mm	ENDOSCOPIO
SD-211.001	12° Ø4mm x 302mm	ENDOSCOPIO
SD-401.001	70° Ø4mm x 302mm	ENDOSCOPIO
SD-402.001	12° Ø4mm x 302mm	ENDOSCOPIO
SD-403.001	12° Ø4mm x 302mm	ENDOSCOPIO
SD-404.001	30° Ø4mm x 302mm	SIGMOSCÓPIO
SD-405.001	0° Ø4mm x 302mm	CISTOSCOPIO
SD-405.002	30° Ø4mm x 302mm	CISTOSCOPIO
SD-405.003	70° Ø4mm x 302mm	CISTOSCOPIO
SD-406.001	0° 10Fr x 425mm	URETEROSCOPIO
SD-406.002	0° 7,5Fr x 425mm	URETEROSCOPIO
SD-406.011	0° 19,5Fr x 205mm	NEFROSCOPIO
SD-406.012	0° 15,5Fr x 205mm	NEFROSCOPIO
SD-501.001	0° Ø4mm x 175mm	ARTROSCOPIO
SD-501.002	30° Ø4mm x 175mm	ARTROSCOPIO
SD-501.003	70° Ø4mm x 175mm	ARTROSCOPIO

■ ENDOSCOPIOS

CABOS DE FIBRA OTICA PARA ILUMINACAO



SK905-102	2,5m de comprimento
SK905-103	3,0m de comprimento

CAIXAS DE ESTERILIZACAO



<p>SK910-101</p> <p>Caixa para instrumentais aberta 540 x 230 x 70 mm</p>	<p>SK910-102</p> <p>Caixa para instrumentais aberta 550 x 250 x 100 mm</p>	<p>SK910-103</p> <p>Caixa para instrumentais laparoscópicos 525 x 330 x 155 mm</p>
--	---	---



<p>SK910-125</p> <p>Caixa para laparoscopia 448 x 84 x 42 mm</p>	<p>SK910-126</p> <p>Caixa para otoscopia e sinusoscopia 270 x 84 x 42 mm</p>	<p>SK910-127</p> <p>Caixa para laparoscópicos (autoclavável) 448 x 84 x 42 mm</p>
---	---	--

Para informações adicionais ou necessidades especiais entre em contato com contato@proamed.com.br

MANIPULADOR UTERINO



SK506-107	PONTEIRA	SK506-106	PONTEIRA	SK506-105	PONTEIRA	SK506-101	PONTEIRA
SK506-104	PONTEIRA	SK506-103	PONTEIRA	SK506-102	PONTEIRA		



SK507-106	COPO
SK507-107	COPO
SK507-108	COPO



SK507-103	SK507-104	SK507-105
FIXADOR UTERINO	FIXADOR UTERINO	PONTEIRA



SK507-102
SUPORTE



SK507-109	PILOTO
SK507-110	BARRA GUIA


SK508-102	BARRA GUIA
SK508-101	EMPUNHADURA




SK508-103 1	SK508-104 2	SK508-105 3	SK508-106 1	SK508-107 2	SK508-108 3
COPO	COPO	COPO	PONTEIRA	PONTEIRA	PONTEIRA

GINECOLOGIA


INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA



GANCHOS VAGINAIS



CORTADOR DE UTERO E ACESSORIOS



■ GINECOLOGIA

INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA



SK511-101	GANCHO DE ARRASTO 40MM
-----------	------------------------



SK511-102	GANCHO DE ARRASTO 40MM
-----------	------------------------



SK511-103	GANCHO DE ARRASTO 30MM
-----------	------------------------



SK511-104	GANCHO DE ARRASTO 25MM
-----------	------------------------



SK511-105	GANCHO DE ARRASTO 18MM
-----------	------------------------

SK511-106	AGULHA DIREITA
-----------	----------------

SK511-107	AGULHA RETA
-----------	-------------

SK511-108	AGULHA ESQUERDA
-----------	-----------------





HarboMedical[®]

www.harbomedical.com.br